



MATERIAŁ

BAKTERIO-
STATYCZNY

Anemostat panelowy

VAPO125, VAPO125CZ

Anemostat VAPO125 wyposażony jest w panel frontowy, którego montaż i demontaż odbywa się bez użycia narzędzi. Takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie produktu w czystości.

Jest to rozwiązanie bliźniacze do produktów gamy SYSTEM+, oferowanej pod marką AWENTA, co umożliwia zastosowanie paneli z tworzyw sztucznych do wentylatorów Ø125.


Pod estetycznym panelem frontowym znajduje się przystona która, podobnie jak w pozostałych anemostatach, umożliwia płynną regulację przepływu powietrza.




VAPO125/BIAŁY

VAPO125CZ/CZARNY


CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU



WYMIARY



	ØX	ØA	Z
VAPO125	200	125	36
VAPO125CZ	200	125	36



Z DODATKIEM **NANOSILVER**
ELIMINUJĄCYM DO 99% BAKTERII

